

# MASTRELLE®

## FLORA PLUS



Dispozitiv medical 

### TRATAMENT ADJUVANT ÎN VAGINITA BACTERIANĂ ȘI ÎN CANDIDOZA VAGINALĂ

Calmează durerea, iritațiile,  
mâncărimile și usturimile

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza Mastrelle® Flora Plus chiar dacă ați mai utilizat acest dispozitiv medical. Este posibil ca aceste informații să se fi modificat de la ultima utilizare conform ultimelor cercetări în domeniu.

Acest dispozitiv medical poate fi eliberat fără prescripție medicală. Cu toate acestea, este necesar să utilizați Mastrelle® Flora Plus cu atenție pentru a obține cele mai bune rezultate. Păstrați aceste instrucțiuni. Se poate să fie necesar să le recitiți.

#### Informații despre produs

Flora vaginală sănătoasă este alcătuită în principal (50-90%) din bacterii lactice benefice, reprezentate de diferite tulpini de lactobacili care formează la suprafața mucoasei vaginale un biofilm protector și care secretă acidul lactic responsabil de menținerea pH-ului vaginal în limite fiziologice (pH<4,5). Când numărul lactobacililor este scăzut sau echilibrul pH-ului vaginal este dereglat, alte microorganisme pot crește în mod excesiv, cauzând astfel tulburări la nivelul mucoasei vaginale, precum vaginita bacteriană sau vaginita fungică (cunoscută sub numele de candidoză).

**Mastrelle® Flora Plus** este un produs bazat pe un complex prebiotic biologic activ, vitamine și acid hialuronic. Datorită compoziției complexe, **Mastrelle® Flora Plus** scade și echilibrează pH-ul vaginal la valoarea fiziologică (pH<4,5). **Complexul prebiotic furnizează** nutrienți ce stimulează creșterea lactobacililor și refacerea biofilmului protector, împiedicând astfel creșterea bacteriilor patogene și a fungilor de tip Candida. **Vitamina E** și **acidul hialuronic** formează un film fluid cu proprietăți hidratante și regenerante, având ca rezultat ameliorarea mâncărimilor, iritațiilor, roșeții și usturimii.

#### Indicații și instrucțiuni de utilizare

- tratament de susținere în vaginita bacteriană și în candidoza vaginală: o capsulă vaginală pe zi (înainte de culcare), timp de 7-10 zile;


- ✓ Previne infecțiile bacteriene recurente
- ✓ Previne dezechilibrele florei vaginale pe parcursul tratamentului cu antibiotice
- ✓ Reechilibrează pH-ul vaginal după ciclul menstrual

- prevenirea infecțiilor bacteriene recurente: o capsulă vaginală la 3 zile (înainte de culcare);
- prevenirea dezechilibrării florei vaginale pe parcursul tratamentului cu antibiotice: o capsulă vaginală pe zi pe tot parcursul tratamentului cu antibiotice, iar după terminarea tratamentului, încă 7 zile;
- menținerea pH-ului și florei vaginale echilibrate, ca și măsură de prevenire: o singură capsulă vaginală pe săptămână;
- ameliorarea simptomatologiei manifestate în cazul vaginitei atroifice postmenopauză: o capsulă vaginală la 3 zile;
- reechilibrarea pH-ului vaginal în cazul dezechilibrului hormonal ce apar ca urmare a administrării de contraceptive, în perioada de alăptare sau în perioadele stresante: o capsulă vaginală pe săptămână;
- reechilibrarea pH-ului vaginal după ciclul menstrual sau după contact sexual neprotejat: o capsulă vaginală pe zi timp de două zile, după fiecare menstruație sau după fiecare contact sexual neprotejat;
- prevenirea infecțiilor vaginale după piscină sau jacuzzi: o singură capsulă vaginală după fiecare vizită la piscină sau jacuzzi.

#### Cum se utilizează

Numai pentru uz vaginal.

Spălați-vă bine pe mâini înainte de utilizarea **Mastrelle® Flora Plus**. Folosiți-vă mâna liberă pentru îndepărtarea labiilor și introduceți cu grijă capsula cât mai profund în vagin (vezi figura 1).



Capsulele vaginale de **Mastrelle® Flora Plus** necesită un mediu umed intravaginal pentru a se dizolva complet. În cazul unei mucoase vaginale extrem de uscate, capsulele trebuie umezite cu apă, timp de câteva secunde, înainte de a fi administrate.

### Contraindicații

Utilizarea dispozitivului medical **Mastrelle® Flora Plus** este contraindicată în caz de hipersensibilitate cunoscută la oricare dintre ingredientele din această formulă.

### Atenționări și precauții


Deoarece **Mastrelle® Flora Plus** are capacitatea de a acidifica mediul vaginal, în timp ce sperma este alcalină, utilizarea acestui produs poate reduce activitatea spermei. Prin urmare, **Mastrelle® Flora Plus** nu trebuie utilizat după contactul sexual neprotejat atunci când doriți să rămâneți însărcinată. **Mastrelle® Flora Plus** nu poate fi utilizat pentru contracepție.

Nu utilizați împreună cu dezinfectante pe bază de săruri cuaternare de amoniu precum clorura de benzalconiu, deoarece acidul hialuronic precipită în prezența lor.

Nu aruncați ambalajul gol în mediul înconjurător.



Nu lăsați la îndemâna copiilor.

 Păstrați la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

### Compoziție

Complex prebiotic biologic activ, vitamina C, vitamina E, hialuronat de sodiu, xilitol, lactoză, hipromeloză, dioxid de titan.

### Conținutul ambalajului

Cutie de carton ce conține un blister cu 10 capsule și instrucțiuni de utilizare.

### Data expirării



Nu utilizați **Mastrelle® Flora Plus** după data de expirare înscrisă pe ambalaj. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

### Clasa dispozitivului medical

**Mastrelle® Flora Plus** este un dispozitiv medical din clasa I, nesteril și fără funcție de măsurare, conform Directivei Consiliului European pentru dispozitive medicale 93/42/EEC.









### Producător

LookAhead S.R.L.  
Șos. Păcurari nr. 127  
700544, Iași, România  
Tel.: 0232/252800



Data la care aceste instrucțiuni au fost revizuite:  
Iulie 2022

	Atenționare		Producător
	Număr lot (serie)		Data de expirare
	Citiți instrucțiunile înainte de utilizare		Păstrați la temperaturi sub